

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse CFG-T35L

Réf. : CFG-T35L

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-T35L
Vitesse	100–3500 rpm (pas de 100 rpm)
RCF max	2260×g
Précision de vitesse	±20 rpm
Capacité max	12×15 mL + 12×10 mL
Durée de fonctionnement	30 s à 99 min 59 s / continu
Moteur	Moteur DC sans balais
Affichage	LCD
Accélération / décélération	1↑ / 6↓
Indice de protection	IP20
Alimentation	Monophasé, 100–240 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse idéale pour les instituts de recherche, les établissements médicaux et les secteurs agroalimentaire et chimique. Système de diagnostic d'état et alerte sonore.