

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse CFG-T6L

Réf. : CFG-T6L

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-T6L
Vitesse	300–6000 rpm (pas de 10 rpm)
RCF max	4100×g
Précision de vitesse	±20 rpm
Capacité max	100 mL×4
Durée de fonctionnement	30 s – 99 min / continu
Accélération / décélération	9↑ / 10↓ paliers
Moteur	Moteur DC sans balais
Affichage	LCD
Programmes mémorisés	9
Sécurité	Protection porte/déséquilibre, détection sur-vitesse et sur-température
Fonctions avancées	Commutation vitesse/RCF, identification du rotor

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La centrifugeuse de paillasse basse vitesse CFG-T6L est soigneusement conçue pour répondre aux besoins pratiques du laboratoire. Détection de déséquilibre, sur-vitesse et sur-température, identification du rotor et 9 programmes mémorisables.