

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse CFG-D5L

Réf. : CFG-D5L

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Type de rotor	Vitesse max	Volume max	RCF max
Rotor oscillant	4000 r/min	2×2×96 puits	2380×g
Rotor oscillant	5000 r/min	4×100 mL	4390×g
Rotor oscillant	5000 r/min	4×50 mL	4390×g
Rotor oscillant	4000 r/min	4×2×100 mL	2810×g
Rotor oscillant	4000 r/min	4×2×50 mL	2810×g
Rotor oscillant	4000 r/min	4×4×10 mL	2810×g
Rotor oscillant	4000 r/min	4×6×10 mL	2810×g
Rotor oscillant	4000 r/min	4×4×15 mL	2810×g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série de centrifugeuses de paillasse basse vitesse dotée d'une nouvelle technologie de séparation. Rotors oscillants pour microplaques et tubes, jusqu'à 5000 r/min.