

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse CFG-D6L

Réf. : CFG-D6L

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-D6L
Vitesse max	6000 r/min
RCF max	5120×g
Capacité max	6×50 ml
Précision de vitesse	±30 r/min
Réglage du temps	0–99 min
Niveau sonore	≤58 dBA
Alimentation	AC 220 V, 50 Hz, 8 A
Dimensions (L×P×H)	340×340×250 mm
Poids net / brut	20 / 24 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse entraînée par un moteur DC sans balais sans entretien, à couple élevé, offrant un fonctionnement fiable et silencieux.