

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse CFG-T5LA

Réf. : CFG-T5LA

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Rotor	Configuration	Vitesse max	RCF max
Rotor oscillant (No 05619)	4×14×5/7 ml (tubes sous vide 2–7 ml)	4000 rpm	3180×g
Rotor oscillant	4×300 ml (godets ronds) — cape biosécurité en option	4000 rpm	3180×g
Rotor oscillant (No 05620)	4×300 ml (godets rectangulaires)	4000 rpm	3150×g
Adaptateurs disponibles	4×10×5/7 ml ; 4×9×10 ml ; 4×7×10/15 ml ; 4×2×50 ml	—	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse principalement utilisée en biologie, médecine, chimie et physique. Rotors oscillants et nombreux adaptateurs (tubes sous vide 2–7 ml, 10/15 ml, 50 ml) ; cape de biosécurité en option.