

Centrifugeuse de paillasse grande capacité CFG-T5LII

Réf. : CFG-T5LII

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Rotor oscillant	Configuration	Vitesse max	RCF max
No. 1	4×2×50 mL (tube Φ29×107)	4000 r/min	2810×g
No. 2	4×50 mL (tube Φ29×107)	4000 r/min	2810×g
No. 3	4×100 mL (tube Φ38×123)	4000 r/min	2810×g
No. 4	4×2×100 mL (tube Φ38×123)	4000 r/min	2810×g
No. 5	4×4/6/8×10 mL (tube Φ17×85)	4000 r/min	2810×g
No. 6	4×4/6/8×15 mL (tube Φ17×118)	4000 r/min	2810×g
No. 7	4×250 mL	4000 r/min	2810×g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse adaptée à la séparation de différents liquides. Large choix de rotors oscillants (godets et tubes de tailles variées).