

Mesureur pH / conductivité de paillasse (étalonnage automatique)

Réf. : PHC-B100

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Paramètres	Gamme	Résolution
PHC-B100	—	—	0,01/0,1 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran LCD haute résolution.

Microprocesseur intégré

étalonnage et compensation de température automatiques, stockage de données, réglage des paramètres, etc.

Étalonnage automatique, autodiagnostic, reconnaissance des solutions tampons.

1-3 points ; conductivité : 1 point.

Étalonnage pH

Réponse rapide, haute précision, affichage stable.

Livré avec électrode pH plastique ATC et sonde de conductivité plastique ATC.

IP54, anti-poussière et anti-éclaboussures.