

Mesureur pH / conductivité de paillasse à écran tactile

Réf. : PHC-B100T

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Paramètres	Gamme	Résolution
PHC-B100T	—	—	0,001/0,01 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Microprocesseur intégré, intelligent et de haute précision.

Écran tactile TFT 7 pouces, lecture et utilisation faciles.

Guide d'étalonnage, étalonnage et compensation de température automatiques, stockage de données, réglage des paramètres, etc.

Autodiagnostic, reconnaissance des solutions tampons.

Étalonnage pH 1-5 points ; conductivité 1 point.

Réponse rapide, affichage stable.

Livré avec électrode de verre combinée, sonde de température en inox et sonde de conductivité en verre ATC ; mesure et affichage simultanés pH/conductivité.

IP54, anti-poussière et anti-éclaboussures.