

Mesureur pH / conductivité / oxygène dissous de paillasse

Réf. : DO-PCB100

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Paramètres	Gamme	Résolution
DO-PCB100	—	—	0,01/0,1 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran LCD haute résolution.

Microprocesseur intégré

étalonnage et compensation de température automatiques, stockage de données, réglage des paramètres, etc.

Étalonnage automatique, autodiagnostic, reconnaissance des solutions tampons, affichage stable.

Étalonnage

pH 1-3 points ; conductivité 1 point ; OD 100 % oxygène ou zéro oxygène.

Livré avec sonde pH ATC, électrode de conductivité plastique ATC, sonde OD polarographique et 3 capuchons remplaçables.

IP54, anti-poussière et anti-éclaboussures.