

Mesureur pH / oxygène dissous de pailasse

Réf. : DO-PB100

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Paramètres	Gamme	Résolution
DO-PB100	—	—	0,01/0,1 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran LCD haute résolution.

Microprocesseur intégré

étalonnage et compensation de température automatiques, stockage de données, réglage des paramètres, etc.

Réponse rapide, haute précision, affichage stable.

Étalonnage automatique, autodiagnostic, reconnaissance des solutions tampons.

Étalonnage

pH 1-3 points ; OD 100 % oxygène ou zéro oxygène.

Livré avec sonde pH 3-en-1, sonde OD polarographique et 3 capuchons remplaçables.

IP54, anti-poussière et anti-éclaboussures.