

Mesureur pH / oxygène dissous de paillasse à écran tactile

Réf. : DO-PB100T

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Paramètres	Gamme	Résolution
DO-PB100T	—	—	0,001/0,01 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Microprocesseur intégré, intelligent et de haute précision.

Écran tactile TFT 7 pouces, lecture et utilisation faciles.

Guide d'étalonnage, étalonnage et compensation de température automatiques, stockage de données, réglage des paramètres, etc.

Autodiagnostic, reconnaissance des solutions tampons.

Étalonnage pH 1-5 points ; OD 100 % oxygène ou zéro oxygène.

Réponse rapide, affichage stable.

Livré avec électrode de verre combinée, sonde de température en inox et sonde OD ATC ; affichage simultané pH/OD.

IP54, anti-poussière et anti-éclaboussures.