

pH-mètre de paillasse économique

Réf. : PH-B25C • PH-B3C • PH-B3B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
PH-B25C	0,00–14,00pH	0,01pH	0,05pH
PH-B3C	0,00–14,00pH	0,01pH	0,01pH
PH-B3B	0,00–14,00pH	0,01pH	0,01pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

pH-mètre pour la mesure du pH (et de la température) — modèles de poche, portables et de paillasse, avec étalonnage multi-points.