

pH-mètre de paillasse économique

Réf. : PH300F



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
PH300F	—	0,1, 0,01 pH	±0,01 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran LCD haute résolution 5,7 pouces.

Lecture multiple automatique, temporisée et continue.

Compensation de température automatique/manuelle.

Maintien automatique du point de mesure.

Stockage de 500 jeux (conforme BPL/GLP).

Communication USB ou RS-232.

Réinitialisation aux réglages d'usine.

Étanche IP54.

Étalonnage 1-5 points avec reconnaissance des standards.

Groupes de tampons pH sélectionnables (NIST, DIN, GB, USA).

Diagnostic automatique de l'électrode avec affichage de la pente et de l'offset pH.