

pH-mètre de paillasse

Réf. : PH500T



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
PH500T	—	0,1, 0,01, 0,001pH	±0,002 pH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran tactile LCD couleur haute définition 7,0 pouces.

Système intelligent

gestion des utilisateurs, des étalonnages, des méthodes et des données.

Lecture multiple

automatique, temporisée et continue.

Compensation de température automatique/manuelle.

Stockage de 1000 jeux par paramètre (conforme BPL/GLP).

Analyse des données

revue, comparaison et recalcul.

Communication USB ou RS-232.

Réinitialisation aux réglages d'usine.

Étanche IP54.

Étalonnage 1-6 points avec reconnaissance des standards.

Groupes de tampons pH sélectionnables (DIN, NIST, USA, MERK, JIS, GB).

