

# pH-mètre de paillasse

Réf. : PH-B920



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle  | Gamme pH | Résolution                     | Précision |
|---------|----------|--------------------------------|-----------|
| PH-B920 | ±1999mV  | 0,001, 0,01, 0,1pH, selectable | ±0,002pH  |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

pH-mètre pour la mesure du pH (et de la température) — modèles de poche, portables et de paillasse, avec étalonnage multi-points.