

pH-mètre de paillasse (étalonnage automatique)

Réf. : PH-B100I

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
PH-B100I	—	0,01/0,1 pH	0,01 pH 1digit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Écran LCD haute résolution.

Microprocesseur intégré

étalonnage et compensation de température automatiques, stockage de données, réglage des paramètres, etc.

Étalonnage automatique, autodiagnostic, reconnaissance automatique des solutions tampons (séries USA ou NIST).