


Spectrocolorimètre de paillasse CM-B1S

Réf. : CM-B1S

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CM-B1S
Illuminant	d/8
Conditions spectrales	Réponse globale équivalente aux valeurs trichromatiques X, Y, Z calculées sous illuminants normalisés D65, A, C et champs de vision 10°/2° (norme GB3978)
Fenêtre de mesure	Ø20 mm
Plage de longueurs d'onde	400–700 nm
Précision en longueur d'onde	±2 nm
Précision de transmittance spectrale	±1,5 %
Répétabilité	$\sigma_u(Y) \leq 0,5$; $\sigma_u(x)$, $\sigma_u(y) \leq 0,003$
Stabilité de l'instrument	$\Delta Y \leq 0,4$
Précision	$\Delta Y \leq 2$; Δx , $\Delta y \leq 0,02$
Espaces colorimétriques	X,Y,Z ; Y,x,y ; L*,a*,b* ; L,a,b ; L*,u*,v* ; L*,C*,H*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrocolorimètre de paillasse à large champ d'application et prise en main aisée. Il mesure la couleur en réflexion et en transmission des objets et évalue la chromaticité.