

Spectrophotomètre de paillasse CM-B820 (colorimétrie)

Réf. : CM-B820

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CM-B820
Système d'éclairage / d'observation	Réflexion d/8 (éclairage diffus, observation 8°) ; Transmittance d/0 (éclairage diffus, observation 0°) ; mesure simultanée SCI/SCE (ISO 7724/1, CIE No.15, ASTM E1164, ASTM D1003-07, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 cond. C)
Capteur	Barrette de photodiodes silicium
Type de réseau	Réseau concave
Diamètre de la sphère	152 mm
Longueur d'onde	360–780 nm
Pas de longueur d'onde	10 nm
Bande passante à mi-hauteur	5 nm
Plage de réflectance	0–200 %
Résolution	0,01 %
Source lumineuse	Lampe xénon pulsée et LED
Mesure UV	Inclut UV, coupures à 400 nm, 420 nm, 460 nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre de paillasse puissant et de haute précision pour la mesure de couleur. Structure de transmission D/0 et structure de réflexion D/8, avec mesure simultanée SCI/SCE.