

Incubateur agité thermostaté de paille ICB-70BS / ICB-70BSI

Réf. : ICB-70BS / ICB-70BSI

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-70BS	ICB-70BSI
Affichage	LCD	LCD
Régulateur	PID	PID
Convection	Forcée	Forcée
Mode d'agitation	Orbital	Orbital
Entraînement	Unidimensionnel	Unidimensionnel
Capacité	70 L	70 L
Plage de température	RT+5–65 °C	4–65 °C
Précision de température	±0,1 °C	±0,1 °C
Uniformité	±0,5 °C (37 °C)	±0,5 °C (37 °C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur agité thermostaté de paille de 70 L à affichage LCD éclairé, régulation PID et convection forcée. Version « I » réfrigérée (4–65 °C).