

Analyseur de biochimie entièrement automatique série BA-260 (BA-260I / BA-260II)

Réf. : BA-260I / BA-260II

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BA-260I / BA-260II
Cadence de test	200 tests/heure (constante)
Principe de test	Photométrie d'absorbance, immunoturbidimétrie
Méthodologie	End-point, temps fixe, cinétique, chimie simple/double réactif
Type d'étalonnage	Étalonnage multi-points linéaire / non linéaire
Modèles d'étalonnage	1 point, 2 points, multi-points, Logit-log, segments, exponentiel 5p, polynomial, Poly4, spline, logistique
Volume d'échantillon	1,6–50 µL (pas de 0,1 µL)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Outil de diagnostic pour laboratoire clinique. Photométrie d'absorbance et immunoturbidimétrie ; méthodes end-point, temps fixe, cinétique, chimie simple/double réactif ; étalonnage multi-points linéaire/non linéaire.