

Étuve de séchage / incubateur double usage à température constante série FDO-N / FDO-F

Réf. : Série FDO-N / FDO-F (double usage)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Convection	Plage de température
FDO-50N	50	Naturelle	RT+5–230 °C
FDO-110N	105	Naturelle	RT+5–230 °C
FDO-160N	155	Naturelle	RT+5–230 °C
FDO-50F	50	Forcée	RT+5–250 °C
FDO-110F	105	Forcée	RT+5–250 °C
FDO-160F	155	Forcée	RT+5–250 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage / incubateur double usage à température constante, idéal pour laboratoires et pharmacie. Modèles « N » à convection naturelle (RT+5–230 °C) et « F » à convection forcée (RT+5–250 °C). Régulateur PID, minuterie 0–9999 min, fluctuation $\leq \pm 0,5$ °C.