

Analyseur de biochimie entièrement automatique BA-180

Réf. : BA-180



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BA-180
Cadence	200 tests/heure
Méthodes d'analyse	End-point, cinétique, deux points, double réactif, double longueur d'onde, multi-standard (ouvert aux réactifs)
Temps de réaction max	10 minutes
Volume de réaction	180–400 µl
Cuves de réaction	60 cuves plastique réutilisables
Plage d'absorbance	0–5,0 Abs
Source lumineuse	Lampe halogène-tungstène (durée 2000 h)
Longueur d'onde	à partir de 340 nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de biochimie automatique Scitek conçu pour analyser une grande variété de paramètres. Méthodes end-point, cinétique, deux points, double réactif, double longueur d'onde, multi-standard.