

Minéralisateur micro-ondes for Sample Preparation

Réf. : 9 modèles (voir tableau)

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Puissance	Capacité
MDS-6E	220 VAC 50 Hz 15A	6
MDS-8E	220 VAC 50 Hz 15A	8
MDS-10E	220 VAC 50 Hz 15A	10
MDS-12E	220 VAC 50 Hz 15A	12
MDS-16E	220 VAC 50 Hz 15A	16
MDS-20E	220 VAC 50 Hz 15A	20
MDS-24E	220 VAC 50 Hz 15A	24
MDS-40E	220 VAC 50 Hz 15A	40
MDS-44E	220 VAC 50 Hz 15A	44

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de minéralisation micro-ondes pour la digestion acide d'échantillons avant analyse (ICP, SAA...). Cuves haute pression.