

Poste de sécurité microbiologique classe I BSC-I-800

Réf. : BSC-I-800



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BSC-I-800
Dimensions externes (L×P×H)	710×680×1050 mm (sans support) ; 710×680×1680 mm (avec support)
Dimensions internes (L×P×H)	610×590×625 mm
Hauteur du plan de travail	750 mm
Système de contrôle	Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD
Verrouillage	Vitre coulissante verrouillée avec ventilateur et lampe UV
Indicateurs de durée de vie	Filtre HEPA et lampe UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poste de sécurité microbiologique de classe I compact, protégeant l'opérateur et l'environnement. Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD, vitre coulissante verrouillée avec ventilateur et lampe UV, indicateurs de durée de vie HEPA et UV. Support (base) disponible.