

Poste de sécurité microbiologique classe I série H (écran tactile)

Réf. : Série BSC-I-...H (800H → 1800H)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Dim. externes (mm)	Dim. internes (mm)
BSC-I-800H	800×760×1880	700×630×550
BSC-I-1100H	1100×760×1880	1000×630×550
BSC-I-1300H	1300×760×1880	1200×630×550
BSC-I-1500H	1500×760×1880	1400×630×550
BSC-I-1800H	1800×760×1880	1700×630×550

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poste de sécurité microbiologique de classe I série H protégeant l'opérateur et l'environnement. Écran tactile LCD 7", alarme sonore et visuelle, filtre HEPA. Hauteur du plan de travail 730 mm, ouverture max 350 mm.