

Poste de sécurité microbiologique classe I série BSC-I

Réf. : Série BSC-I (1100 → 1900)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Dim. externes (mm)	Dim. internes (mm)
BSC-I-1100	1050×710×1850	950×615×625
BSC-I-1300	1320×710×1850	1220×615×625
BSC-I-1600	1625×710×1850	1525×615×625
BSC-I-1900	1930×710×1850	1830×615×625

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le poste de sécurité microbiologique de classe I est un équipement d'isolement biologique protégeant l'opérateur et l'environnement. Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD, vitre coulissante verrouillée avec ventilateur et lampe UV, filtre HEPA. Hauteur du plan de travail 750 mm.