

# Poste de sécurité microbiologique classe II A2 2 pieds BSC-IIA2-2F

Réf. : BSC-IIA2-2F

36 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique             | BSC-IIA2-2F                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions internes (L×P×H) | 610×550×600 mm                                                                        |
| Dimensions externes (L×P×H) | 710×760×1430 mm (sans support) ; 710×760×2050 mm (avec support)                       |
| Ouverture max               | 370 mm                                                                                |
| Hauteur du plan de travail  | 750 mm                                                                                |
| Système de contrôle         | Écran tactile LCD 7"                                                                  |
| Mode de flux d'air          | 70 % de recirculation                                                                 |
| Alarmes                     | Vitesse d'air anormale, défaut filtre HEPA, défaut lampe UV, vitre à hauteur non sûre |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poste de sécurité microbiologique de classe II A2 compact (2 pieds) protégeant l'opérateur, le produit et l'environnement. Écran tactile LCD 7", recirculation d'air à 70 %, filtre HEPA. Support (base) disponible. Ouverture max 370 mm.