

Réfrigérateur de banque de sang

Réf. : BR-4V560 • BR-4V670 • BR-4V760 • BR-4V870 • BR-4V1010



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
BR-4V560	4 ±1 °C	560 L
BR-4V670	4 ±1 °C	660 L
BR-4V760	4 ±1 °C	760 L
BR-4V870	4 ±1 °C	868 L
BR-4V1010	4 ±1 °C	1008 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

- Réfrigérateur de banque de sang à deux portes.
- Température stable à 4 °C, affichée en temps réel avec une précision de ±0,1 °C.
- Système d'alarme sonore et visuelle** haute/basse température, défaut de sonde, coupure de courant, porte ouverte.
- Commande numérique par microprocesseur.
- Compresseur performant pour des performances stables.
- Refroidissement à air pulsé maintenant l'intérieur sans givre.
- Ventilateur de condensation de marque EBM, à faible bruit.
- 100 % sans CFC.

- 10. Porte intérieure en acrylique.
- 11. Serrure de sécurité sur la porte.
- 12. Large plage de tension (187–242 V), adaptée aux réseaux instables.