

Réfrigérateur de banque de sang

Réf. : BR-4V1200 • BR-4V1360



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
BR-4V1200	4 ±1 °C	1160 L
BR-4V1360	4 ±1 °C	1358 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

- Réfrigérateur de banque de sang à trois portes.
- Température stable à 4 °C, affichée en temps réel avec une précision de ±0,1 °C.
- Système d'alarme sonore et visuelle** haute/basse température, défaut de sonde, coupure de courant, porte ouverte.
- Commande numérique par microprocesseur.
- Compresseur performant pour des performances stables.
- Refroidissement à air pulsé maintenant l'intérieur sans givre.
- Ventilateur de condensation de marque EBM, à faible bruit.
- 100 % sans CFC.
- Portes extérieures en verre trempé double épaisseur, chauffées électriquement, anti-condensation.
- Porte intérieure en acrylique.
- Serrure de sécurité sur la porte.

12. Large plage de tension (187–242 V), adaptée aux réseaux instables.