

Conductimètre Bluetooth

Réf. : CON-BS50M • CON-BS50H



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme	Résolution	Précision
CON-BS50M	10µS/cm to 20mS/cm	0,001, 0,01, 0,1, 1	±0,5% F.S.
CON-BS50H	100µS/cm to 200mS/cm	0,001, 0,01, 0,1, 1	±0,5% F.S.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conductimètre pour la mesure de la conductivité, de la TDS et de la salinité, avec compensation de température.