

Testeur DBO intelligent BOD-804

Réf. : BOD-804

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BOD-804
Nombre d'échantillons	4 pièces/lot
Affichage	Écran couleur indépendant
Plage de mesure	0–4000 mg/L
Mode d'agitation	Électromagnétique
Mode de fonctionnement	Indépendant
Résolution	0,1 mg/L
Précision	±8 %
Affichage du résultat	Lecture directe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur intelligent de demande biochimique en oxygène (DBO) utilisant la méthode par pression différentielle sans mercure. 4 échantillons par lot, agitation électromagnétique, lecture directe du résultat.