

Testeur DBO intelligent BOD-804S

Réf. : BOD-804S

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BOD-804S
Nombre d'échantillons	4 pièces/lot
Écran principal	Écran tactile couleur 5"
Écran secondaire	LCD couleur 1,5"
Plage de mesure	0-4000 mg/L
Mode d'agitation	Électromagnétique
Mode de fonctionnement	Indépendant
Résolution	0,1 mg/L
Précision	±8 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur intelligent de DBO à méthode par pression différentielle sans mercure. 4 échantillons par lot, écran tactile couleur 5" et écran secondaire LCD couleur 1,5", agitation électromagnétique.