

Testeur DBO intelligent BOD-806A

Réf. : BOD-806A

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BOD-806A
Nombre d'échantillons	6 pièces/lot
Affichage	Écran couleur indépendant
Plage de mesure	0–4000 mg/L
Mode d'agitation	Électromagnétique
Mode de fonctionnement	Indépendant
Résolution	0,1 mg/L
Précision	±8 %
Affichage du résultat	Lecture directe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur intelligent de DBO à méthode par pression différentielle sans mercure. 6 échantillons par lot, écran couleur indépendant, agitation électromagnétique, lecture directe du résultat.