

Système de remplissage de biberons IVC-BF700

Réf. : IVC-BF700

36 MONTH
WARRANTY



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	IVC-BF700
Capacité	500 ml × 36
Système de contrôle	PLC
Affichage	Écran tactile LCD 4,3"
Nombre de biberons remplis	36 unités
Pression d'eau	0,2–0,3 MPa
Tuyau d'arrivée d'eau	1 unité, longueur 2 m, silicone de qualité alimentaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de remplissage de biberons pour animalerie, à commande PLC et écran tactile couleur 4,3". Remplissage de 36 biberons, pression d'eau 0,2–0,3 MPa, tuyaux en silicone de qualité alimentaire.