

Cabine de pesée / d'échantillonnage

Réf. : DB-1000 • DB-1300 • DB-1500

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Zone de travail	Vitesse d'air	Filtration
DB-1000 / DB-1300 / DB-1500	900×850×1950 mm	0,58 m/s	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cabine de pesée et d'échantillonnage à flux d'air filtré pour la manipulation des poudres, protégeant l'opérateur et le produit. Confinement et filtration HEPA.