


Cage à souris MC-P5


Réf. : –

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



Material:PP



Material:PC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cage à souris pour l'hébergement d'animaux de laboratoire.

Caractéristiques :

Séparation de l'urine et des excréments, utilisation facile.

Accessoires standard

boîte de cage, couvercle, biberon.

Tube en acier inoxydable sous le porte-biberon empêchant les animaux de renverser l'eau au sol pendant qu'ils boivent.