


Centrifugeuse pour cartes-gel

Réf. : CFG-GC12 • CFG-GC24

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse max	FCR max	Capacité
CFG-GC12 / CFG-GC24	4 000 tr/min	1 480 ×g	12 cards

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse pour cartes-gel utilisée en immuno-hématologie (groupage sanguin et tests de compatibilité sur cartes).
Programmes adaptés aux cartes de gel.