

Centrifugeuse clinique CFG-5C

Réf. : CFG-5C

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-5C
Plage de vitesse	300–4500 tr/min (pas 10)
RCF max.	2490 ×g (pas 10 g)
Précision de vitesse	±10 tr/min
Capacité du rotor	8×15 mL, 12×10/7/5 mL
Durée	30 s – 99 min
Moteur	CC sans balais
Afficheur	LCD
Programmes prééglés	PRP 3480 tr/min 5 min ; PRF 2690 tr/min 7 min ; CGF multi-étapes
Programmes personnalisés	9 programmes (6 étapes chacun)
Sécurité	Verrouillage de porte, détection de survitesse, auto-diagnostic interne
Niveau sonore	≤56 dB
Alimentation	Monophasé 100–240 V, 50/60 Hz, 3 A, 70 W
Dimensions (l×P×H) (mm)	354×301×217
Dimensions d'emballage (l×P×H) (mm)	460×420×320
Poids net / brut (kg)	6 / 9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Réglage tr/min ou RCF au choix.

Programmes préréglés

trois programmes prêts à l'emploi.

Programmes personnalisables

neuf programmes mémorisables pour des protocoles personnalisés.

CPU puissant pour un réglage aisé de la vitesse, du temps et des autres paramètres.

Affichage clair et lisible de l'état de la centrifugeuse ; alertes sonores.

Déverrouillage automatique du couvercle en fin de cycle pour récupérer facilement les échantillons.

Moteur CC sans balais sans entretien, fiable et durable.