

Centrifugeuse clinique basse vitesse, série LC (CFG-4LC / CFG-4LCE)

Réf. : CFG-4LC • CFG-4LCE

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-4LC	CFG-4LCE
Plage de vitesse	500–4000 tr/min (pas 100)	300–4000 tr/min (pas 100)
RCF max.	2500 ×g	1900 ×g
Précision de vitesse	±100 tr/min	±100 tr/min
Rotor	Oscillant 6×15 mL / 4×50 mL, angulaire 24×15 mL, 12×10/8×15 mL	Angulaire 8×15 mL (par défaut), 10 mL×12
Durée	1–99 min, HOLD	1–99 min, HOLD
Moteur	CC sans balais	CC sans balais
Afficheur	LCD	LED
Programmes	Sang 3200 tr/min 10 min ; Urine 1800 tr/min 5 min ; Selles 1300 tr/min 10 min	Sang 3200 tr/min 10 min ; Urine 1800 tr/min 5 min ; Selles 1300 tr/min 10 min
Sécurité	Auto-diagnostic interne	Auto-diagnostic interne
Accél./décél.	31 / 41 paliers	25 s1 / 35 s1
Alimentation	Monophasé 100–240 V, 50/60 Hz	Monophasé 100–240 V, 50/60 Hz
Niveau sonore	≤62 dB(A)	≤60 dB(A)
Dimensions (l×P×H) (mm)	440×364×268	367×286×227
Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm)	510×400×380	550×495×480
Poids net / brut (kg)	14,5 / 16	9,2 / 11

Caractéristiques CFG-4LC :

Vitesse maximale de 4000 tr/min.

Réglage programmable de la vitesse en tr/min ou RCF, mémorisation de 3 programmes.

Capacité maximale 50 mL × 4 tubes, adaptée à divers tubes de prélèvement et de centrifugation.

Auto-diagnostic interne automatique pour plus de sécurité.

Moteur CC sans balais sans entretien, fiable.

Caractéristiques CFG-4LCE :

Plage de vitesse 300–4000 tr/min pour des applications polyvalentes.

Mémorisation de 3 programmes pour un usage courant pratique.

Auto-diagnostic interne automatique.

Moteur CC sans balais sans entretien, longue durée de vie.