

Micro-centrifugeuse à hématoците CFG-H12

Réf. : CFG-H12

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-H12
Plage de vitesse	500–12000 tr/min (pas 100)
RCF max.	13680 ×g
Précision de vitesse	±100 tr/min
Capacité du rotor	24 capillaires
Durée	10 s – 99 min / continu
Moteur	CC sans balais
Afficheur	LCD
Sécurité	Verrouillage du couvercle
Accél./freinage	40 s↑ / 40 s↓
Alimentation	Monophasé 200–240 V, 50/60 Hz, 5 A, 380 W
Dimensions (l×P×H) (mm)	364×280×213

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Vitesse 12000 tr/min, RCF max. 13680 ×g.

Contrôle précis et séparé de la vitesse et du temps.

Capacité de rotor 24 capillaires pour hématoците.

