

Centrifugeuse à hématocrite CFG-H12B

Réf. : CFG-H12B

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-H12B
Vitesse maximale	12000 tr/min
RCF max.	15800 ×g
Capacité	24 capillaires
Précision de vitesse	±10 tr/min
Minuterie	1 s – 99 min 59 s
Niveau sonore	≤58 dBA
Alimentation	AC 110/220 V, 50/60 Hz
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	350×270×210
Poids net / brut	13 / 14 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La centrifugeuse à hématocrite sert à la détermination de l'hématocrite sanguin et à la séparation. Vitesse maximale 12000 tr/min (15800 ×g), capacité de 24 tubes capillaires, minuterie de 1 s à 99 min 59 s, faible niveau sonore.