

Centrifugeuse à hématocrite CFG-H14

Réf. : CFG-H14

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-H14
Plage de vitesse	500–14000 tr/min (pas 10)
RCF max.	13680 ×g
Précision de vitesse	±20 tr/min
Capacité du rotor	2 types
Durée	30 s – 99 min / continu
Moteur	CC sans balais
Afficheur	LCD
Sécurité	Verrou de porte, détecteur de survitesse, auto-diagnostic, identification auto du rotor
Accél./freinage	30 s† / 30 s†

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Plage de vitesse 500–14000 tr/min ; RCF max. 13680 ×g.

Contrôle séparé de la vitesse et du temps pour une opération précise.

Interface conviviale à menu intuitif et affichage clair.

Moteur CC sans balais, sans entretien.

Fonction pulse pour des spins rapides.