

Centrifugeuse de paillasse haute vitesse CFG-18HI

Réf. : CFG-18HI

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Rotor	Vitesse max.	Volume max.	RCF max.
Angulaire	21000 tr/min	18×0,5 mL	26750 ×g
Angulaire	21000 tr/min	12×1,5/2,2 mL	30640 ×g
Angulaire	16500 tr/min	24×1,5/2,2 mL	24890 ×g
Angulaire	15000 tr/min	32×1,5/2,2 mL	25650 ×g
Angulaire	15000 tr/min	48×1,5/2,2 mL	24270 ×g
Angulaire	16500 tr/min	12×5 mL	19170 ×g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'instrument s'applique aux expériences en biologie, sciences médicales, etc.

Caractéristiques :

Écran tactile haute définition de 5 pouces, utilisation aisée, affichage visuel.

9 paliers d'accélération et 10 de décélération pour éviter efficacement la remise en suspension.

Large choix de rotors angulaires (jusqu'à 21000 tr/min, 30640 ×g).