

Centrifugeuse de paillasse haute vitesse CFG-D16H

Réf. : CFG-D16H

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Rotor	Vitesse max.	Volume max.	RCF max.
Angulaire	16600 tr/min	18×0,5 mL	19200 ×g
Angulaire	16600 tr/min	12×2,2/1,5 mL	19200 ×g
Angulaire	13000 tr/min	48×0,5 mL	16060 ×g
Angulaire	13000 tr/min	24×2,2/1,5 mL	16060 ×g
Angulaire	13000 tr/min	10×5 mL	11500 ×g
Angulaire	12000 tr/min	12×10 mL	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette série de centrifugeuses est une centrifugeuse de laboratoire conventionnelle.

Caractéristiques :

Entraînement par moteur CC sans balais sans entretien à couple élevé.

Commande par microcalculateur avec pavé tactile et affichage numérique LED.

Large choix de rotors angulaires.