

Centrifugeuse de paillasse haute vitesse CFG-D18H

Réf. : CFG-D18H

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Rotor	Vitesse max.	Volume max.	RCF max.
Angulaire	18500 tr/min	12×1,5/2 mL	23800 ×g
Angulaire	15000 tr/min	24×1,5/2 mL	21380 ×g
Angulaire	14000 tr/min	48×0,5 mL	22350 ×g
Angulaire	13000 tr/min	8×15 mL	18040 ×g
Angulaire	13500 tr/min	12×5 mL	12830 ×g
Angulaire	12500 tr/min	12×10 mL	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les centrifugeuses de paillasse haute vitesse s'appliquent aux expériences en biologie, etc.

Avantages :

Écran tactile haute définition de 5 pouces, utilisation aisée, affichage visuel.

9 paliers d'accélération et 10 de décélération pour éviter efficacement la remise en suspension.

Large choix de rotors angulaires.