

Centrifugeuse haute vitesse CFG-T16H

Réf. : CFG-T16H

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-T16H
Vitesse maximale	16000 tr/min
RCF max.	17800 ×g
Capacité maximale	8×5 mL
Rotor angulaire n°16	18×0,5 mL (16000 tr/min), RCF 17800 ×g
Rotor angulaire n°17	12×1,5/2,0 mL (16000 tr/min), RCF 17800 ×g
Rotor angulaire n°26	8×5 mL (13000 tr/min), RCF 10000 ×g
Précision de vitesse	±30 tr/min
Minuterie	0–99 min
Niveau sonore	≤58 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette centrifugeuse haute vitesse est une centrifugeuse de laboratoire conventionnelle.

Caractéristiques :

Entraînement par moteur CC sans balais sans entretien à couple élevé, accélération rapide.

Vitesse max. 16000 tr/min, RCF max. 17800 ×g, plusieurs rotors angulaires (n°16, 17, 26).

Faible bruit (≤58 dB), précision de vitesse ±30 tr/min.