

Centrifugeuse laitière (Gerber)

Réf. : CFG-5D

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse max	FCR max	Capacité
CFG-5D	5 000 tr/min	4 730 ×g	4×800 mL Swing Rotor

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse laitière (méthode Gerber) pour la détermination de la teneur en matière grasse du lait et des produits laitiers. Godets adaptés aux butyromètres.