

Centrifugeuse lave-cellules

Réf. : CFG-4CW

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse max	FCR max	Capacité
CFG-4CW	4 000 tr/min	2 000 ×g	12,7 mL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Centrifugeuse lave-cellules pour le lavage automatique des hématies en immuno-hématologie (tests de compatibilité). Cycles de lavage et de décantation automatisés.