

Centrifugeuse à microplaques CFG-3MP

Réf. : CFG-3MP

36 MONTH
WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-3MP
Vitesse de rotation	2200–2800 tr/min
Plage de minuterie	15 s – 1 min 59 s
RCF max.	550 ×g
Temps d'accélération	≤10 s (0 à 2800 tr/min)
Temps de freinage	≤4 s (2800 tr/min à 0)
Arrêt auto à l'ouverture	Oui
Spin court	Oui
Capacité	2 plaques PCR
Puissance	45 W
Alimentation	AC 110–220 V / 50–60 Hz
Fusible	250 V / 3 A, Ø5×20
Dimensions (mm)	260×240×226
Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm)	340×310×320
Poids net / brut (kg)	4 / 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La centrifugeuse à microplaques CFG-3MP est spécialement conçue pour des spins rapides d'échantillons en plaques PCR, compatible avec les plaques 96 ou 384 puits et les petits volumes. Elle accepte différents formats de plaques (à

Caractéristiques :

Interface conviviale affichant toutes les informations de fonctionnement en temps réel.

Mode compte à rebours pour un minutage précis.

Moteur CC sans balais

faible bruit, faibles interférences, sans entretien.

Arrêt automatique à l'ouverture du couvercle pour la sécurité.

Accélération rapide de 0 à la vitesse maximale en 10 s.

Freinage court

arrêt complet depuis la vitesse maximale en 4 s.
