

Centrifugeuse à microplaques CFG-MP2

Réf. : CFG-MP2

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	CFG-MP2
Vitesse de rotation	0–3000 tr/min
RCF max.	500 ×g
Plage de temps	0–99 h 59 min
Capacité	2 plaques PCR
Puissance	≤45 W
Commande	Écran tactile intégral
Afficheur	Écran tactile LCD
Alimentation	AC 220 V, 50/60 Hz
Fusible	1 A
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	200×200×180
Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm)	330×300×300
Poids net / brut (kg)	4,7 / 5,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La CFG-MP2 est une centrifugeuse instantanée spécialement conçue pour les microplaques, pratique pour rassembler rapidement les gouttelettes. Équipée d'un rotor vertical à deux positions, elle accepte une large variété de plaques PCR

96 puits, 384 puits, plaques à jupe et sans jupe.